

Ammonium Acetate

乙酸铵

产品编号	产品名称	规格
BS303-25g	乙酸铵	25g
BS303-50g	乙酸铵	50g
BS303-500g	乙酸铵	500g

产品简介:

乙酸铵，别称醋酸铵，分子式为 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ ，具有吸水性，易潮解，因此乙酸铵需要干燥保存。可用作分析试剂、肉类防腐剂，制药，还可以作为缓冲剂等。

英文名称: Ammonium acetate

别名: 醋酸铵; 乙酸铵

CAS: 631-61-8

分子式: $\text{CH}_3\text{COONH}_4$

分子量: 77.08

纯度: $\geq 98\%$

外观: 白色结晶

溶解性: 200mg/ml in water

单位: 瓶

储存条件: 室温

有效期: 2年

应用: 用于 DNA 和 RNA 的纯化实验，是常用的分子克隆实验的缓冲溶液。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

