

Sodium Acetate

无水乙酸钠

产品编号	产品名称	规格
BS294-250g	无水乙酸钠	250g
BS294-500g	无水乙酸钠	500g

产品简介:

无水乙酸钠是一种有机物，分子式为 $C_2H_3NaO_2$ ，白色粉末，有吸湿性，易溶于水，溶于乙醇。无水乙酸钠在有机合成中有着广泛的应用，可以用于酯化、醚化、烷基化、酰化等反应。

英文名称: Sodium acetate

别名: 乙酸钠; 醋酸钠

CAS: 127-09-3

分子式: $C_2H_3NaO_2$

分子量: 82.0338

纯度: $\geq 99\%$

外观: 白色粉末

单位: 瓶

储存条件: 室温

有效期: 3年

应用: 乙酸钠是实验室常用试剂，在生物化学和分子生物学实验中常用于沉淀核酸，调节 pH 值，配制各种缓冲液等。可用作测定铅、锌、铝、铁、钴、镉、镍和锡；络合稳定剂；乙酰化作用的辅助剂、缓冲剂、干燥剂、媒染剂。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

