

Sodium Deoxycholate

脱氧胆酸钠

产品编号	产品名称	规格
BS301-25g	脱氧胆酸钠	25g
BS301-100g	脱氧胆酸钠	100g

产品简介:

脱氧胆酸钠是一种胆盐，常温下是白色结晶性粉末。在肠中可与脂质/脂肪/胆固醇作用并形成混合的胶束。这些胶束可帮助脂肪的消化以及通过肠壁的吸收。脱氧胆酸钠是一种阴离子型表面活性剂，能够有效裂解细胞及病毒和破坏蛋白间的相互作用，常用于配制细胞裂解液及脂肪组织裂解液，也用于一些蛋白如膜蛋白、核蛋白及脂蛋白等的提取。脱氧胆酸钠可以代替脑磷脂做胆固醇絮状试验，也可以用于亲和层析柱的洗脱和再生以及参与脂质体的构建。

英文名称: Sodium deoxycholate

别名: 3 α ,12 α -二羟-5 β -胆烷酸钠盐; 去氧胆酸钠盐

CAS: 302-95-4

分子式: C₂₄H₃₉O₄Na

分子量: 414.56

纯度: \geq 98%

外观: 白色粉末

溶解性: 100mg/ml in Water

单位: 瓶

储存条件: 室温

有效期: 2年

应用: 脱氧胆酸钠被广泛用于粘膜和皮肤给药的促吸收剂和一些药物的载体。脱氧胆酸钠也常作为细菌培养基的添加剂，通过对不同菌的敏感性的差异来实现细菌的鉴别和分离等作用。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

