

Potassium Acetate

乙酸钾

产品编号	产品名称	规格
BS293-50g	乙酸钾	50g
BS293-100g	乙酸钾	100g
BS293-500g	乙酸钾	500g

产品简介:

乙酸钾是一种有机物，化学式为 $C_2H_3KO_2$ ，可用作分析试剂，调节 pH 值。也可用作干燥剂，制造透明玻璃，医药工业。还能用作缓冲剂、利尿药、织物和纸的柔软剂、催化剂等。

英文名称: Potassium Acetate

别名: 醋酸钾

CAS: 127-08-2

分子式: $C_2H_3KO_2$

分子量: 98.14

纯度: $\geq 92\%$

外观: 白色结晶性粉末

溶解性: 100mg/ml in Water

单位: 瓶

储存条件: 室温

有效期: 3 年

应用: 用在乙醇沉淀 DNA 中。与甲醛连用，用于保存、固定生物组织。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

