

Sodium Pyruvate

丙酮酸钠

产品编号	产品名称	规格
BS284-5g	丙酮酸钠	5g
BS284-25g	丙酮酸钠	25g
BS284-100g	丙酮酸钠	100g

产品简介:

丙酮酸钠具有抗氧化性能和抗氧自由基的保护作用。丙酮酸钠是丙酮酸的钠盐，是糖代谢和酶促碳水化合物降解（酒精发酵）的中间体。也是细胞易于获取的碳水化合物来源。

英文名称: Sodium Pyruvate

别名: 焦葡萄糖酸钠; 2-氧代丙酸钠盐; 乙酰甲酸钠盐; α -酮基丙酸钠盐

CAS: 113-24-6

分子式: $C_3H_3NaO_3$

分子量: 110.04

纯度: $\geq 98\%$

外观: 白色到类白色结晶粉末

溶解性: 1g/2.5ml 水

单位: 瓶

储存条件: 2-8°C

有效期: 2 年

应用: 丙酮酸钠是测定乳酸脱氢酶的底物; 在细胞培养中, 用于补充碳源。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

