

Tris-Glycine-Native Running Buffer (10×)

Tris-Glycine 非变性电泳缓冲液 (10×)

产品编号	产品名称	规格
BL1376A	Tris-Glycine 非变性电泳缓冲液 (10×)	500ml

产品简介:

非变性聚丙烯酰胺连续电泳缓冲液 (10×) 由 Tris、甘氨酸组成, 不含变性剂 SDS, 用于非变性条件下的单向凝胶电泳, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 10 倍后使用。

使用方法:

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1× 后使用。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 1 年有效。

