

Rabbit Anti-Goat IgG, HRP Conjugated, H+L

兔抗山羊 IgG-HRP

产品编号	产品名称	规格
BL1602A	兔抗山羊IgG-HRP	0.1ml

产品简介:

本兔抗山羊 IgG-HRP 为进口分装。

规格: 200 μ l (100 μ l 标记抗体+100 μ l 甘油)

特异性: 经免疫电泳分析, 此抗体可以与羊 IgG 反应, 亦可和羊的其他免疫球蛋白轻链反应, 与非免疫球蛋白的血清蛋白不反应, 但与其他种属的免疫球蛋白可有交叉反应。

稀释范围: ELISA 或 WB1:2,500~1:50,000, 现用现配。

稀释液: 0.01M 的 PBS 或 TBS 缓冲液, pH7.2~7.6 (稀释液中不能含叠氮钠成分)。

使用方法 (仅供参考):

初次使用参考推荐的稀释比例, 实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。

注意事项:

1、在进口原装抗体分装时, 加入 50%灭菌的甘油, 能延长试剂的保存期。但应注意的是, 此时抗体的稀释比例应降低一倍。

2、叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性, 在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。

3、-20 $^{\circ}$ C 保存, 避免反复冻融。

4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20 $^{\circ}$ C 保存, 一年有效。

