

Goat Anti-Rat IgG, HRP Conjugated, H+L

山羊抗大鼠 IgG-HRP

产品编号	产品名称	规格
BL1597A	山羊抗大鼠IgG-HRP	0.5ml

产品简介:

本山羊抗大鼠 IgG-HRP 为进口分装, 用于 Western、ELISA 和 IHC 等的二抗。HRP 即 horseradish peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在 Western 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光, 可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色, 也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。

稀释比例: 1:500-5000 for WB

1:250-1000 for ELISA

1:50-100 for IHC

使用方法 (仅供参考):

Western、ELISA 或 IHC 请参考相关实验步骤进行。初次使用参考推荐的稀释比例, 实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。

注意事项:

- 1、叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性, 在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。
- 2、-20℃保存, 避免反复冻融。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃保存, 一年有效。

