

Sodium hydrogen carbonate

碳酸氢钠

产品编号	产品名称	规格
BS113-500g	碳酸氢钠	500g
BS113-1kg	碳酸氢钠	1kg
BS113-2.5kg	碳酸氢钠	2.5kg

产品简介:

碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，可溶于水，溶于水时呈现弱碱性。微溶于乙醇。常温中性质稳定，受热易分解。在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢潮解。

别名：小苏打；重碳酸钠；酸式碳酸钠；焙碱；

CAS: 144-55-8

分子式: NaHCO_3

分子量: 84.01

纯度: $\geq 99.5\%$

外观（形状）：白色结晶性粉末或颗粒

储存条件: RT

单位: 瓶

有效期: 2年

应用:

用作分析试剂，还用于无机合成和制药工业。用于制备钩端螺旋体培养基。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用

注意:

1. 本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。