

Sodium Chloride

无水氯化钠

产品编号	产品名称	规格
BS112-500g	无水氯化钠	500g
BS112-1kg	无水氯化钠	1kg
BS112-2.5kg	无水氯化钠	2.5kg

产品简介:

无水氯化钠（化学式 NaCl），英文名称 Sodium Chloride，是一种离子化合物，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。稳定性比较好，易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨，不溶于浓盐酸。

英文名称: Sodium Chloride

CAS: 7647-14-5

化学式: NaCl

分子量: 58.44

含量: $\geq 99.5\%$

PH: 5.0~8.0

储存条件: RT

外观（性状）: 白色结晶颗粒

单位: 瓶

有效期: 3 年

应用: 氯化钠水溶液呈中性，医疗上用来配置生理盐水。氯化钠是许多生物学反应所必需的，如分子生物学试验中多种溶液配方都含有氯化钠，细菌培养基中大多含有氯化钠。同时也是氨碱法制纯碱时的原料。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作