

pH Buffer Solution

pH 校准缓冲液,pH4.01

产品编号	产品名称	规格
BL1621A	pH 校准缓冲液,pH4.01	50 mL
BL1621B	pH 校准缓冲液,pH4.01	100 mL
BL1621C	pH 校准缓冲液,pH4.01	250 mL
BL1621D	pH 校准缓冲液,pH4.01	500 mL

产品简介:

pH 标准溶液的 pH 值是已知的, 并达到规定的准确度, 其 pH 值有良好的复现性和稳定性, 具有较大的缓冲容量, 较小的稀释值和较小的温度系数, 该 pH 标准缓冲溶液常用于酸度计的定位和斜率校准, 其准确度范围在 ± 0.01 pH; pH 标准缓冲溶液(pH=4.01)是特指在 25°C 下, pH=4.01。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

4°C 保存, 一年有效。

