

## pH Buffer Solution

### pH 校准缓冲液,pH10.00

产品编号	产品名称	规格
BL1625A	pH 校准缓冲液,pH10.00	50 mL
BL1625B	pH 校准缓冲液,pH10.00	100 mL
BL1625C	pH 校准缓冲液,pH10.00	250 mL
BL1625D	pH 校准缓冲液,pH10.00	500 mL

#### 产品简介:

pH 标准溶液的 pH 值是已知的, 并达到规定的准确度, 其 pH 值有良好的复现性和稳定性, 具有较大的缓冲容量, 较小的稀释值和较小的温度系数, 该 pH 标准缓冲溶液常用于酸度计的定位和斜率校准, 其准确度范围在 $\pm 0.01$ pH; pH 标准缓冲溶液(pH=10.00)是特指在 25°C 下, pH=10.00。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

#### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 有效期:

4°C 保存, 一年有效。

