

## dCTP(100mM)

产品编号	产品名称	规格
BL1655A	dCTP(100mM)	100 $\mu$ L
BL1655B	dCTP(100mM)	1 mL

### 产品简介:

本品是 100 mM 的 dCTP 水溶液的形态, 纯度 99%, pH 值 7.0 $\pm$ 0.1。

### 注意事项:

1. dCTP 融化后建议分装成 50  $\mu$ L 的小包装, 置于-20 $^{\circ}$ C保存;
2. 如短期内需经常使用, 可将适当体积的小包装置于 4 $^{\circ}$ C保存;
3. 操作时应严格遵循无菌原则;
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品;
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

-20 $^{\circ}$ C保存, 保质期 24 个月; 经常使用, 建议适量分装, 避免反复冻融。

