

Dispase II

分散酶 II

产品编号	产品名称	规格
BS310-50mg	分散酶II	50mg
BS310-250mg	分散酶II	250mg
BS310-1g	分散酶II	1g

产品简介:

分散酶 II 是一种氨基内肽酶，可水解非极性氨基酸残基的 N 端肽键，该序列常见于胶原蛋白。分散酶 II 具有温和的蛋白水解作用，可用于原代细胞的分离和常规传代。分散酶 II 相对温和，在生理温度和 pH 值条件下具有良好的解离能力，通常可维持细胞膜完整性。

英文名称: Dispase II

CAS: 42613-33-2

活性: ≥ 0.5 units/mg

外观: 淡黄色粉末

单位: 瓶

储存条件: 2-8°C

有效期: 2 年

应用: 分散酶 II 可用于细胞或组织解离等实验，并防止细胞在悬浮培养中结团。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

