

## Sucrose-PBS Solution (10%)

### 蔗糖-PBS 溶液(10%)

产品编号	产品名称	规格
BL1831A	蔗糖-PBS溶液(10%)	500ml

#### 产品简介:

PBS 是磷酸缓冲盐溶液的简称,是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。蔗糖具有脱水的作用,常作为脱水剂。

蔗糖-PBS 溶液(10%)主要由 10%蔗糖和 PBS 组成,新鲜组织取材后,用该溶液沉淀以去除多余水分,以避免冷冻后产生冰晶。

#### 使用方法(仅供参考):

- 1、新鲜组织取材后,用 PBS 充分清洗数次。然后置于蔗糖-PBS 溶液(10%)中,并置于 4°C 过夜。
- 2、更换于固定液中固定或进行其他操作。

#### 注意事项:

- 1、蔗糖溶液容易污染,应注意无菌操作,避免被微生物污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

4°C 保存,6 个月有效。

