

Sterilized ddH₂O

灭菌双蒸水

产品编号	产品名称	规格
BL1847A	灭菌双蒸水	1ml×10
BL1847B	灭菌双蒸水	1ml×100
BL1847C	灭菌双蒸水	500ml

产品简介:

本品是通过严格工艺流程处理的 Sterilized ddH₂O，经检测确认本品不含核酸酶。

适用范围:

适用于分子生物学相关实验。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

室温保存，三年有效。

