

Tris-Glycine-SDS Running Buffer (5×)

Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (5×)

产品编号	产品名称	规格
BL603B	Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (5×)	500 mL

产品简介:

Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (5×) 是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成, 为 5× 浓缩液, 便于储存、操作简便。

主要成分:

Tris-base	125 mM
甘氨酸	1.25 M
SDS	0.5 %

使用方法:

本产品为 5× 浓缩液, 临用前稀释成 1× 工作浓度: 取 100ml 的 Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (5×), 加入蒸馏水或去离子水定容至 500 ml 混匀。

注意事项:

- 1、本产品为高倍浓缩液, 环境温度较低时可能会有结晶析出, 可加热助溶, 待溶解完全后再进行稀释使用; 密封保存, 防止污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

保存条件:

室温保存, 一年有效。