

ADPG Pyrophosphorylase Activity Assay Kit

ADPG 焦磷酸化酶活性检测试剂盒 分光法

产品编号	产品名称	规格
BL1802A	ADPG 焦磷酸化酶活性检测试剂盒 分光法	48T

产品简介:

ADPG 焦磷酸化酶(AGP, EC 2.7.7.27)是植物淀粉合成过程中起关键性调节作用的酶,催化 1-磷酸葡萄糖(G-1-P)与三磷酸腺苷(ATP)反应形成淀粉合成的直接前体腺苷二磷酸葡萄糖(ADPG),在植物中,主要存在于贮藏器官和叶片中。

AGP 催化的逆向反应生成 G1P,在反应体系中添加的磷酸己糖变位酶和 6-磷酸葡萄糖脱氢酶依次催化生成 6-磷酸葡萄糖酸和 NADPH,340nm 下测定 NADPH 增加速率,即可计算 AGP 活性。

产品组成:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	60mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉末×1 支	-20°C保存	临用前甩几下使粉体落入底部,再加 1.1mL 蒸馏水溶解,仍-20°C保存。
试剂二	粉末×1 支	4°C保存	临用前甩几下使粉体落入底部,再加 1.1mL 蒸馏水溶解。仍 4°C保存。
试剂三	32mL×1 瓶	4°C保存	
试剂四	粉末×1 支	-20°C保存	临用前甩几下使粉体落入底部,再加 2.1mL 蒸馏水溶解,仍-20°C保存。

使用方法:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

一、样本准备

1. 组织样本:

- 称取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.2g),加 1mL 提取液,进行冰浴匀浆;
- 12000rpm,4°C离心 10min,取上清,置冰上待测。

【注】:若样本颜色较深(如较深颜色的植物叶片),可引起起始值 A1 值较大如超过 1.5,可在样本制备过程中增加除色素步骤:取约 0.1g 组织(水分充足的样本可取 0.5g),加入 1mL 的 80%乙醇冰浴匀浆,12000rpm,4°C离心 10min,弃掉色素较深的上清液;以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液,混匀或再次冰浴匀浆,12000rpm,4°C离心 10min,取上清置冰上待测。

2. 液体样品:

澄清的液体样本直接检测;若浑浊则离心后取上清液检测。

二、样品测定

- 可见分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 340nm,设定温度为 30°C,蒸馏水调零。
- 所有试剂解冻至室温(25°C)。
- 在 1mL 石英比色皿(光径 1cm)中依次加入:

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意:在体外研究使用,不用于诊断或治疗用途,本产品不是医疗装置。



试剂名称 (μL)	测定管
样本	100
试剂一	20
试剂二	20
试剂三	540
轻轻混匀, 30°C 孵育 10min。	
试剂四	40
轻轻混匀, 反应开始, 30°C 条件下, 1min 后在 340nm 处读取吸光值 A1, 30min 后读取 A2, ΔA=A2-A1。	

- 【注】:** 1.若ΔA 在零附近徘徊, 可延长反应时间 T 至 60min 后或更长读取 A2; 或加大样本上样量 V1 (如增至 200μL, 则试剂三相应减少, 保持总体积不变); 或增加样本取样质量 W; 则改变后的 T 和 V1 以及 W 需代入计算公式重新计算;
- 2.若上升趋势不稳定, 可以每隔 10S 读取一次吸光值, 选取一段线性上升的时间段来参与计算, 相对应的 A1 和 A2 值也代入计算公式重新计算。
- 3.若ΔA 的值大于 0.4, 需缩减反应时间 T (如减至 10min 或更短), 或减少样本上样量 V1 (如减至 50μL, 则试剂三相应增加, 保持总体积不变); 则改变后反应时间 T 和 V1 需代入公式重新计算。

三、结果计算

1. 按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1nmol NADPH 定义为一个酶活性单位。

$$AGP(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div T = 38.6 \times \Delta A \div Cpr$$

2. 按照样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织每分钟催化产生 1nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$AGP(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 38.6 \times \Delta A \div W$$

3. 按照液体体积计算:

酶活定义: 每毫升液体每分钟催化产生 1nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$AGP(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div V1 \div T = 38.6 \times \Delta A$$

ε---NADPH 摩尔消光系数, $6.22 \times 10^3 \text{ L}/\text{mol}/\text{cm}$ V---加入提取液体积, 1mL

V1---加入样本体积, 0.1mL

V2---反应体系总体积, $7.2 \times 10^{-4} \text{ L}$

d---比色皿光径, 1cm

W---样本质量, g

T---反应时间, 30min

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

-20°C 保存六个月。

