

Potassium Oxonate

氧嗪酸钾

产品编号	产品名称	规格
BS340-5g	氧嗪酸钾	5g
BS340-25g	氧嗪酸钾	25g

产品简介:

氧嗪酸钾尿酸酶的抑制剂，用于诱导大鼠高尿酸血症，抑制尿酸代谢。在大鼠中抑制 5-氟尿嘧啶引起的胃肠道毒性，而不会丧失其抗肿瘤活性。也被用于诱导大鼠高尿酸血症。

英文名称: Potassium azaorotate; Potassium otastat; Potassium oxonate

别名: 4,6-二羟基-1,3,5-噻嗪-2-羧酸钾盐; 1,4,5,6-四氢-4,6-二氧-1,3,5-三嗪-2-羧酸钾; 奥替拉西钾; 氧嗪酸钾盐; 尿囊毒酸; 草酰钾; 尿囊毒酸钾

CAS: 2207-75-2

分子式: $C_4H_2KN_3O_4$

分子量: 195.18

纯度: 98%

外观: 白色到灰白色晶体粉末

溶解性: 溶于热水

单位: 瓶

储存条件: 室温

应用: 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面。用于高尿酸血症造模。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

