

Acepromazine Maleate

马来酸乙酰丙嗪

产品编号	产品名称	规格
BS3339-25mg	马来酸乙酰丙嗪	25mg

产品简介:

马来酸乙酰丙嗪可以阻断大脑中的多巴胺受体。最近发现该化合物抑制 ABCG2 转运蛋白，该蛋白在肿瘤中的过表达与耐药性有关。

英文名称: Acepromazine Maleate

别名: 乙酰丙嗪马来酸酯; 乙酰丙嗪马来酸盐; 2-乙酰基-10-(3-二甲基氨基丙基)吩噻嗪马来酸盐

CAS: 3598-37-6

分子式: $C_{23}H_{26}N_2O_5S$

分子量: 442.53

纯度: 97%

外观: 黄色粉末

溶解性: 水: >10mg/mL

单位: 瓶

储存条件: 室温

应用: 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面。马来酸乙酰丙嗪已被用于研究其对大鼠肺耐药性的影响; 研究其对胶质母细胞瘤细胞中恶性脑胶质瘤的细胞毒性作用。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

