

Chlorpromazine Hydrochloride

盐酸氯丙嗪

产品编号	产品名称	规格
BS337-1g	盐酸氯丙嗪	1g
BS337-5g	盐酸氯丙嗪	5g

产品简介:

盐酸氯丙嗪是 D2 多巴胺受体拮抗剂, H1 组胺受体拮抗剂, 抑制钙调蛋白依赖性环核苷酸磷酸二酯酶和一氧化氮合成酶的活化。盐酸氯丙嗪表现出对白血病细胞的细胞毒性和抗增殖活性, 但是不会影响正常淋巴细胞的活力。

英文名称: Chlorpromazine Hydrochloride; Chlorpromazine HCl; CPZ

别名: 氯普马嗪; 氯丙嗪盐酸盐; 2-氯-10-[3-(二甲氨基)-1-丙基]吩噻嗪盐酸盐

CAS: 69-09-0

分子式: $C_{17}H_{19}ClN_2S \cdot HCl$

分子量: 355.33

纯度: $\geq 98\%$

外观: 粉末或晶体

单位: 瓶

储存条件: 室温

应用: 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面。在血红蛋白和过氧化物酶的微量测定中替代联苯胺、邻联茴香胺和邻联甲苯胺。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

