

Tyloxapol

四丁酚醛

产品编号	产品名称	规格
BS323-5g	四丁酚醛	5g

产品简介:

四丁酚醛是一种烷基芳基聚醚醇类的非离子液体聚合物，用作液化时的表面活性剂、去除黏脓性的和支气管肺的分泌物。它还可以抑制血浆脂解活性，从而分解富含三酰甘油的脂蛋白。

英文名称: Tyloxapol; Triton WR-1339

别名: 四丁酚醇; 泰洛沙泊

CAS: 25301-02-4

分子式: $C_{17}H_{28}O_3$

分子量: 280.4

纯度: 试剂级

外观: 黄色至琥珀色澄清液体

溶解性: 溶于水

单位: 瓶

储存条件: 室温

应用: 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面。高血脂造模剂, 用于动物造模。

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

