

Transferrin

转铁蛋白

产品编号	产品名称	规格
BS910-10mg	转铁蛋白	10mg
BS910-500mg	转铁蛋白	500mg

产品简介:

转铁蛋白，又名运铁蛋白（transferrin, TRF, siderophilin）是血浆中主要的含铁蛋白，是一种能传递铁离子的蛋白质，负责运载由消化管吸收的铁和由红细胞降解释放的铁。用于生化研究，可以促进人类淋巴细胞的增殖。以 TRF-Fe³⁺的复合物形式进入骨髓中，供成熟红细胞的生成。

别名：铁传递蛋白，铁蛋白，人转铁蛋白，运铁蛋白

英文名称：Transferrin, TRF, Siderophilin

CAS: 11096-37-0

溶解性：10 mg/mL（水）

纯度：≥98%

储存条件：2-8°C

外观（性状）：白色粉末 APO 型

有效期：2 年

单位：支

使用方法:

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

注意事项:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

