

0.5M EDTA pH8.0

0.5M EDTA 溶液 pH8.0

产品编号	产品名称	规格
BL518S	0.5M EDTA溶液 pH8.0	100ml
BL518A	0.5M EDTA溶液 pH8.0	500ml

产品简介:

0.5M EDTA pH8.0 用 EDTA 配制, 用 NaOH 调节 pH 值至 8.0。常用分子生物学试剂, 用于螯合镁离子等。

注意事项:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 有效期 2 年。

