

Gelatin Aqueous Solution (1%, Sterile)

明胶水溶液（1%，无菌）

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|---------|--------------|-------|
| BL2163A | 明胶水溶液（1%，无菌） | 100ml |

产品简介：

明胶（Gelatin）是以动物的皮、骨为主要原料，通过洗浸、水解、过滤、凝胶、粉碎等工序制成的一种粉末，明胶的主要组成为氨基酸以及组成相同而分子量分布很宽的多肽分子混合物，分子量一般在几万至十几万。明胶是肽分子聚物质，是胶原蛋白多级的水解产物，在食品、医药等工业领域有着广泛应用。

明胶水溶液（1%，无菌）主要由高纯度明胶、去离子水组成，经无菌处理，室温下多呈淡黄色粘稠液体或胶冻状，加热后溶解使用，经常用作粘附剂和添加剂等。

使用方法（仅供参考）：

- 1、加热后溶解使用。

注意事项：

- 1、注意无菌操作，避免细菌等污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

- 4°C保存，6个月有效。

