

0.5% TritonX-100 Solution

TritonX-100 溶液（0.5%）

产品编号	产品名称	规格
BL2203A	TritonX-100溶液（0.5%）	100ml

产品简介:

Triton X-100 又称曲拉通 100 或聚乙二醇辛基苯基醚，是一种非离子型表面活性剂（或称去污剂），分子量为 646.86，CAS 号为 9002-93-1。它能溶解脂质，以增加抗体对细胞膜的通透性，免疫细胞化学中 Triton X-100 常用浓度为 1%和 0.3%，其中 1%的 Triton X-100 常用于漂洗组织标本，0.3%的 Triton X-100 则常用于稀释血清，0.1%的 Triton X-100 常用于 LAMP（环介导等温扩增），配制 BSA 等。但通常是先配制成 10-30%的 Triton X-100 储备液，临用时稀释至所需浓度。

Triton X-100 溶液（0.5%）主要由 Triton X-100、去离子水等组成，常用作去污剂或破膜剂。

使用方法（仅供参考）：

- 1、按实验具体要求操作。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4℃保存，6 个月有效。

